

	<b>Xylose im Serum</b>
Synonyme	
Probenmaterial	2 ml Serum
Abnahmeanweisung	Stabilität: 3 Tage bei 4° C
Probentransport	Postversand gekühlt möglich
Klinische Indikationen	Malabsorptionssyndrom, Funktionsstörungen im oberen Dünndarm
Methode	
Referenzbereich	

	<b>Xylose im Urin</b>
Synonyme	
Probenmaterial	10 ml eines 5h-Urins
Abnahmeanweisung	Stabilität: 1 Tag bei 4° C
Probentransport	Postversand gekühlt möglich
Klinische Indikationen	Malabsorptionssyndrom, Funktionsstörungen im oberen Dünndarm
Methode	
Referenzbereich	

Die angegebenen Referenzbereiche sind ggf. von der verwendeten Untersuchungsmethode abhängig und können daher nur zur Orientierung dienen. Genauere Daten zu Referenzbereichen entnehmen Sie bitte unseren Befundschreiben. Alle Angaben z.B. zu klinischen Indikationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind ohne Gewähr. Weitere Fragen nehmen wir gerne über unser Kontaktformular entgegen.